



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
VULCAN HOSPITALAR PHMB
Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas
e Artigos Não Críticos

FT- 0571
Revisão: 03
Emissão: 23/02/2024

CARACTERÍSTICAS

O VULCAN HOSPITALAR PHMB é um desinfetante de última geração que possui como princípio ativo o Polihexametileno Biguanida (PHMB). Desinfetante de alta performance, versátil e com amplo espectro de ação. Apresenta eficácia comprovada frente as bactérias *Staphylococcus Aureus*, *Salmonella Choleraesuis*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae*. Produto especialmente desenvolvido para uso em hospitais, consultórios médicos e dentários, clínicas, ambientes farmacêuticos e demais estabelecimentos relacionados com atendimento à saúde. Indicado para a desinfecção de pisos, paredes, bancadas, portas, mobílias, vidros, superfícies laváveis duras e não porosas (pisos tratados, azulejos e cerâmicas). É indicado também para desinfecção de artigos não críticos.

ESPECIFICAÇÕES

Física

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

pH: 4,17 – 6,17

Teor de ativo:

Poli(hexametileno biguanida) hidrocloreto (PHMB) = 3,5%

Cloreto de dialquil dimetil amônio/Cloreto de alquil dimetil benzil amônio = 5,2%

Química

Composição: Poli(hexametileno biguanida) hidrocloreto (PHMB) e Cloreto de dialquil dimetil amônio/Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, álcool etoxilado e veículo.

FINALIDADE

Desinfecção e limpeza de superfícies fixas e artigos não críticos.

MODO DE USO

Limpeza prévia: Lavar com detergente neutro todas as superfícies e artigos não críticos que serão desinfetados, logo em seguida enxaguar e secar, quando necessário.

Desinfecção de superfícies fixas: Diluir o produto em água na proporção de até 1:200, aplicar na superfície desejada, deixando em contato por 10 minutos. Não enxaguar e deixar secar.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
VULCAN HOSPITALAR PHMB
Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas
e Artigos Não Críticos

FT- 0571
Revisão: 03
Emissão: 23/02/2024

Desinfecção de artigos não críticos: Diluir o produto em água na proporção de até 1:200, aplicar em um pano limpo descartável ou em mop e friccionar nos artigos deixando-os umedecidos por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos.

EMBALAGEM

Caixa com 4 unidades de 5L.