



CARACTERÍSTICAS

BECKER CLOREX uso hospitalar é um desinfetante a base de hipoclorito de sódio com 2% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). Produto para uso exclusivo em hospitais e estabelecimentos relacionados ao atendimento à saúde. Indicado para superfícies fixas (pisos, paredes e bancadas) e artigos não críticos. O BECKER CLOREX uso hospitalar possui ação contra as seguintes bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecium.

ESPECIFICAÇÕES

Física

Aspecto: Líquido

Cor: Levemente Amarelado

pH: 12,0 – 13,0

Cloro ativo: 2,0%

Química

Composição: Hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo.

FINALIDADE

Desinfecção de superfícies fixas, artigos e acessórios.

MODO DE USO

Desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície a ser desinfetada. Aplicar o produto na diluição de 1:100 e deixar em contato por 10 minutos. Enxaguar caso necessário.

Desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no produto diluído em 1:100, deixar em contato por 10 minutos, enxaguar e secar os artigos.

EMBALAGEM

Caixa com 04 unidades de 5 L.